

# Keuringsprotocol voor tiltbanden kan veel leed

Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen, kortweg Stigah, bevordert het veilig gebruik van hulpmiddelen in de zorg. Stigah hanteert onder meer een eigen landelijk keurmerk, leidt keurmeesters op en geeft trainingen bij toeleveranciers van hulpmiddelen en bij zorginstellingen.

Veiligheid in de zorg is en blijft een belangrijk en actueel onderwerp. Zorgaanbieders willen hieraan ook daadwerkelijk vorm en inhoud geven. Zo geeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), verantwoordelijk voor het toezicht op het terrein van veiligheid in de zorg, in haar beleidsplan van 2008-2011 aan dat men, als gevolg van risicovolle ontwikkelingen in de zorg, overgaat van een reactief handelende organisatie naar een meer zichtbare organisatie met een proactief beleid. Daarbij is protocollering een belangrijk instrument bij het inzetten en stroomlijnen van veiligheidsprocedures.

## Stigah

Het doel van Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen (Stigah) is bijdragen aan de veiligheid van hulpmiddelen in de zorg. Door de inzet van Stigah en de door Stigah opgeleide keurmeesters kunnen zorgaanbieders beter tegemoet komen aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Stigah heeft o.a. keuringsprotocollen opgesteld voor tilliften en tiltbanden. De veiligheid van deze hulpmiddelen is uiteraard zeer essentieel. De Stigah keuringsformulieren begeleiden de keurmeesters door een breed scala van elektrisch en mechanisch te controleren veiligheidsaspecten van een tillift, tiltband en daarnaast bedden en beddekken. Scheuren in lasnaden en kapotte stiknaden bij tiltbanden zijn veel voorkomende onveilige situaties, waarna in de meeste gevallen afkeuring zal volgen.

Om te zorgen dat tilliften veiliger worden wordt de laatste jaren veel aandacht



geschonken aan het veilig en eenduidig bevestigen van een tiltband aan een tillift.

## Keuring niet verplicht

Er is geen wettelijk verplichte keuring voor in gebruik zijnde hulpmiddelen. Maar in het geval van een calamiteit met een hulpmiddel zal de inspectie van de volksgezondheid een onderzoek instellen in hoeverre het V en/of VT binnen het raamwerk van de Kwaliteitswet Zorginstellingen hun verantwoordelijkheid heeft genomen met het oog op het veilig gebruik van de hulpmiddelen (onder andere onderhoud en periodieke keuringen) en op welke wijze men dit structureel heeft geregeld en vastgelegd.

## Een keurmeester aan het woord

Johan Visser (keurmeester Tilcentrum) is keurmeester bij een van de ruim dertig bij Stigah aangesloten keurbedrijven. Vis-



# Tilliften en voorkomen



ser: 'Ik ben sinds twee jaar bevoegd Stigah keurmeester en in het bezit van de Stigah keurmeesterspas. In de afgelopen twee jaar heb ik inmiddels zo'n tweehonderd liften gekeurd volgens het Stigah protocol.' Visser geeft aan: 'Alvorens ik een instelling bezoek, maak ik telefonisch een afspraak met de verantwoordelijke persoon van de instelling en doe tevens het verzoek zoveel mogelijk liften bij elkaar te zetten en natuurlijk ook om alle bijbehorende tilbanden daarbij te verzamelen.

Ter plekke begin ik met een visuele inspectie van de tillift om vervolgens het Stigah keuringsprotocol te doorlopen, waarbij wij ook een belastingtest uitvoeren. Indien alle punten van de keuring positief zijn, kan ik

de keuringssticker (die op het keuringsformulier zit) op de tillift aanbrengen. Op deze keuringssticker geef ik aan tot wanneer de tillift is goedgekeurd.'

In deze twee jaar zijn er ook regelmatig tilliften afgekeurd. Meestal vanwege roestvorming op de lasnaden of omdat bijvoorbeeld een tillift verbogen is. Visser: 'Op deze tilliften wordt dan een afkeurlabel bevestigd. Daar waar mogelijk wordt een lift direct gerepareerd zodat deze alsnog goedgekeurd kan worden. Het is natuurlijk aan de klant om te beslissen wat er met een afgekeurde lift moet gebeuren, maar onze klanten nemen hun verantwoordelijkheid zeer serieus en gebruiken deze tilliften niet meer.'

Ook tilbanden worden gekeurd. De tilbanden worden eerst aan een visuele inspectie onderworpen. Zijn er al zichtbare slijtage en/of defecten te zien, dan wordt de tilband direct afgekeurd

en van een afkeurlabel voorzien. Is de visuele controle positief, dan wordt elke band aan een belastingtest onderworpen. Na goedkeuring wordt het serienummer van de tilband op het keuringsformulier tilbanden genoteerd.

Visser sluit af: 'Aan het eind van de keuringen laat ik de keuringsformulieren ondertekenen door de klant. Zij ontvangen dan een kopie en er gaat een kopie naar het bedrijfsbureau van Stigah.'

## Gebruiker Daelzicht positief over Stigah

Jos Nowacki is stafmedewerker Facilitaire Ondersteuning bij Daelzicht: 'Daelzicht kijkt zeer positief tegen Stigah aan. In het kader van de HKZ-certificering hebben wij een procedure voor de inspectie en het onderhoud van risicovolle tilhulpmiddelen. Daarnaast heeft Daelzicht vastgelegd dat de keuringen en het onderhoud dienen plaats te vinden op basis van Stigah-normen en NTA 7506/2006/NEN. Middels deze acties benadrukt Daelzicht de zorgvuldigheid die men betracht met betrekking tot risicovolle hulpmiddelen.'

## Uitbreiding protocollen

Naast protocollen voor tilliften en tilbanden heeft Stigah in 2007 een keuringsprotocol voor keuring van hoog-laag bedden ontwikkeld. Dit protocol is per 1 januari dit jaar beschikbaar gekomen. Ook is daar een opleiding bij samengesteld. In lijn met Stigah's visie voor 2008 zal er onderzoek worden gehouden naar de behoefte aan nieuwe keuringsprotocollen. Daarnaast zal een uitbreiding plaatsvinden van het aantal inspecties en aanscherping van de procedures. ♦

*Meer informatie over de Stichting Garantiekeur Hulpmiddelen en het veilig gebruik van hulpmiddelen is te vinden op de site van Stigah; [www.stigah.nl](http://www.stigah.nl).*

## Tips en trucs

Hieronder volgen enkele tips en trucs voor de verzorger of het technisch personeel van het V&VT, waardoor tilliften en hoog-laag bedden langer veilig blijven:

- belast hulpmiddelen niet zwaarder dan waarvoor ze geschikt zijn;
- let er bij elektrische hulpmiddelen op dat kabels en snoeren niet klem komen te zitten;
- let bij tilbanden op dat ze op de — enige — juiste manier bevestigd worden aan de tillift;
- zorg dat de juiste hoogte wordt aangehouden tussen het matras en de bovenkant van het bedhek;
- wees alert op roestvorming op vitale onderdelen van hulpmiddelen;
- wees alert op teveel speling op draai- en vergrendelingspunten; en – heel belangrijk:
- laat uw hulpmiddelen jaarlijks op de belangrijkste veiligheidspunten keuren.